



EAC



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

ТРИММЕР 2.1



Краткое руководство
АВЕ 670.000.000.2 РЭК

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ22.В.01766 от 16.08.2018

ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для Android
на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexml1>



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для IOS
(iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Устройство для обработки гипсовых моделей серия ТРИММЕР (далее - **ТРМ**). ТУ 27.90.11-067-52331864-2018.

1.2 **ТРМ** предназначен для сухой обработки гипсовых моделей.

Рассчитан на применение совместно с предварительным фильтром "Циклон" АФЦ 1.0 НЬЮ (далее АФЦ, выполнена подготовка для его установки) и внешней вытяжкой, например, Устройством пылевсасывающим зуботехническим УПЗ-Бокс-01 «Аверон» (далее – УПЗ).

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка питания **ТРМ** должна иметь контакт защитного заземления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать **ТРМ** без крышки.

Остерегаться прикосновений к вращающимся элементам конструкции.

Вилка сетевого шнура **ТРМ** должна быть отключенной от розетки при:

- смене предохранителей,
- замене диска.

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается эксплуатация без подключенной внешней вытяжки, в противном случае действие гарантии прекращается.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение	К-во
Устройство для обработки гипсовых моделей	ТРИММЕР 2.1	1
Запасные части, принадлежности и инструменты		
Диск алмазный (установлен)	ДИСК 1.0 АЛМАЗ	1
Коврик		1
Заглушка технологическая		1
Карандаш для очистки алмазного диска	ЩЕТКА 2.0 ТРИММЕР	1
) - Поставка по дополнительной заявке		
) - Вытяжное устройство	УПЗ АВЕРОН	
) - Автономный фильтр-циклон	АФЦ 1.0 НЬЮ	
) - Диск алмазный	ДИСК 1.0 АЛМАЗ	
) - Карандаш-щетка для очистки алмазного диска	ЩЕТКА 2.0 ТРИММЕР	
Этикетка в комплект	АВЕ 670.000.002 ЭТК	
Краткое руководство	АВЕ 670.000.002 РЭК	





“Внимание! Смотри сопроводительные документы” - необходимость предварительного изучения Руководства по эксплуатации, особенно раздела “Меры безопасности”

Изготовитель в праве вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

4 КОНСТРУКЦИЯ

4.1 Основные конструктивные элементы

- 1 – основание
- 2 – решетка
- 3 – сетевой выключатель
- 4 – крышка
- 5 – кожух
- 6 – столик для модели
- 7 – диск алмазный
- 8 – втулка резиновая для подключения вытяжки
- 9 – сетевой шнур с вилкой
- 10 – розетка для подключения вытяжки
- 11 – предохранители
- 12 – карандаш для очистки алмазного диска ЩЕТКА 2.0 ТРИММЕР
- 13 – коврик губчатый
- 14 – место крепления АФЦ 1.0 НЬЮ (☒ - по дополнительной заявке)



4.2 Устройство

На основании (1) расположен двигатель. На вал двигателя установлен алмазный диск (7). Выключателем (3) включаются/отключаются двигатель и внешняя вытяжка, например, УПЗ.

АФЦ 1.0 НЬЮ

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Выдержать ТРМ при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

5.2 К втулке (8) подключить шланг, идущий к УПЗ 7.2 или к АФЦ, шланг от АФЦ подключить к УПЗ 5.0, см. схему. Сетевую вилку УПЗ подключить к розетке (10) ТРМ.



АФЦ 1.0 НЬЮ (поставка по дополнительной заявке) крепить штатными винтами, которые установлены в кожух.

5.3 Подключить вилку сетевого шнура (9) к розетке ~220В 50Гц (см. Меры безопасности).

5.4 Включить ТРМ и УПЗ сетевым выключателем (3).

5.5 Столик для модели (6) может быть установлен в 3-х положениях наклона 0°, 4°, 8°. Разметка на столике – для установки модели.

5.6 По окончании обработки выключить ТРМ сетевым выключателем.

5.7 При длительном перерыве и проведении работ по обслуживанию отключить ТРМ от сети.



5.8 Пример рабочего места: УПЗ 7.2 НЬУ и ТРМ.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование ТРМ проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам. Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°.

6.2 ТРМ должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С.

Не допускается хранение ТРМ совместно с кислотами и щелочами.



УПЗ 7.2 НЬУ

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установлены следующие виды технического обслуживания, выполняемые персоналом, эксплуатирующим ТРМ (до проведения отключить ТРМ от сетевой розетки, см. **Меры безопасности**):

а) **регулярное**:

- протирать корпус ТРМ влажной мягкой тканью (губкой);

- удалять пыль из-под крышки (4) после нескольких обработок моделей, для чего перекрыть рабочий проем заглушкой из комплекта поставки (оставить для подсоса небольшую щель), включить ТРМ вместе с УПЗ. Произойдет отсос большей части тяжелой пыли;

- удалять пыль из-под крышки (4) в конце рабочего дня, для чего: открутить 4 ручки, снять крышку, собрать отходы со дна крышки и утилизировать;

б) **периодически**, в зависимости от загрузки ТРМ:

при снижении эффективности обработки из-за загрязнения диска гипсовой пылью очищать его в ходе остановок вращения после выключения ТРМ, соблюдая осторожность, при помощи ЩЕТКИ 2.0 ТРИММЕР из комплекта поставки;

в) **по мере необходимости (износа)**, предварительно отключив ТРМ от сетевой розетки, заменить диск (7), для чего открутить 4 ручки, снять крышку (4), открутить центральный болт и заменить диск. Установить крышку.

Если после замены диска на модели обнаружены борозды – провести правку поверхности диска металлической пластиной из нержавеющей или инструментальной стали толщиной не менее 1 мм. Общее время правки зависит от состояния поверхности, но не должно превышать 10 сек между повторами, с последующей проверкой результата на гипсовой модели.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ТРМ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ТРМ не требуется.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России

8 800 700 11 02