



ФИКСАТОР 1.0 КОРОНКА

Этикетка
АВЕ 518.000.000 ЭТК

Исправления не допускаются

ФИКСАТОР 1.0 КОРОНКА

Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____



ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,
тел.: +73433111121


feedback@averon.ru

Адрес производства: 620902, Екатеринбург, Николы Тесла, стр.4
бесплатный звонок по РФ:

88007001220

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

88007001102

 **Внимание!** До начала работ
обязательно ознакомьтесь с
эксплуатационной документацией,
размещенной во вкладке **Документы**
страницы сайта

https://www.averon.ru/catalog/Instrument__i_prinadlejnosti/fiksator_1_0_koronka/



ФИКСАТОР 1.0 КОРОНКА (далее **ФИКСАТОР**) предназначен для крепления на гипсовых моделях коронок перед нанесением на них керамической массы и обжига в вакуумных электропечах.



Особенности:

- удобное нанесение;
- надежная фиксация коронки;
- выгорание геля при обжиге без остатков золы.

Комплектность:

- Гель-шприц на 3 мл 1 шт

Применять при температуре $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$, сняв предварительно колпачок **(1)**.

Во избежание пигментации недопустимо попадание ФИКСАТОРА на наружную поверхность протеза со свеженанесенной керамической массой. По этой же причине не допускается фиксация коронок с отверстиями!

Срок хранения при температуре от 0 до $+25^{\circ}\text{C}$ – 3 года после выпуска.