



**пикассо**

Независимые  
центры рентгено-  
диагностики

# КАК ЗАПУСТИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ROMEXIS VIEWER ПО ССЫЛКЕ

[picasso-diagnostic.ru](http://picasso-diagnostic.ru)



# СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Рекомендуемые системные требования:

- ✓ Операционная система: Windows 7 и новее (64бит) или MacOS X Sierra и новее
- ✓ Процессор: Intel Core i5 и лучше
- ✓ Видеокарта: дискретная Nvidia GTX 1050M с 2Гб видеопамяти и лучше
- ✓ Оперативная память: 8Гб и больше
- ✓ Разрешение экрана: 1920x1080 и выше
- ✓ Не менее 3Гб свободного места на системном диске


### *Обратите внимание!*

*Ваш компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям для работы программного обеспечения Rotexis Viewer, которое используется для просмотра исследования.*

Программное обеспечение Planmeca - Romexis Viewer не требует предварительной установки.

Для открытия снимка по ссылке необходимо выполнить следующие шаги:


1. Открыть письмо, полученное от компании «Пикассо».
2. Нажать кнопку «Скачать исследование».
3. Далее Вы будете переадресованы на [Пикассо Диск](#).



4. После переадресации на [Пикассо Диск](#) откроется ссылка для скачивания исследования.

5. Необходимо нажать кнопку «Скачать».

6. Начнется загрузка исследования.




7. Нужно дождаться окончания загрузки исследования по ссылке.

8. По умолчанию все загружаемые из интернета файлы попадают в папку «Загрузки». Для дальнейшей работы с исследованием необходимо запустить «Проводник» и выбрать папку «Загрузки».

Либо Finder → «Загрузки» для пользователей операционной системы MacOS.

9. Далее необходимо выполнить распаковку архива.


На компьютерах под управлением MacOS при загрузке в Safari распаковка архивов zip происходит автоматически после окончания загрузки. Если этого не произошло, то необходимо установить любой архиватор из AppStore.



10. Для распаковки файла нужно его выбрать левой кнопкой мыши, далее щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать пункт «Извлечь все...» или «7-Zip» → «Распаковать в «[имя файла исходника]».


Мы рекомендуем использовать для распаковки архивов архиватор 7-Zip. Он является полностью бесплатным и позволяет быстро и без ошибок работать с архивами zip формата. Скачать его можно по ссылке ниже.

<https://www.7-zip.org>




11. После окончания процесса распаковки, мы получим папку, которая будет называться также, как и заархивированный файл.

12. Двойным кликом мыши необходимо войти в распакованную папку.



13. Запустить Romexis\_Viewer\_Win.exe для операционной системы Windows или Romexis\_Viewer\_OS\_X.app для компьютеров под управлением MacOS.








# ШАГ 7

14. После запуска приложения необходимо нажать «Запустить Viewer».





# ШАГ 8

15. На данном этапе нужно дважды щелкнуть мышкой на указанной строке. После этого произойдет загрузка исследования.

