



**пикассо**


Независимые  
центры рентгено-  
диагностики

# КАК ЗАГРУЗИТЬ И ОТКРЫТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПРАВЛЕННОЕ НА ПОЧТУ

[picasso-diagnostic.ru](http://picasso-diagnostic.ru)

Для открытия исследования, которое было отправлено на электронную почту необходимо:


1. Открыть письмо, полученное от компании «Пикассо».
2. Нажать кнопку «Скачать исследование».
3. Далее Вы будете переадресованы на [Пикассо Диск](#).



4. После переадресации на [Пикассо Диск](#), откроется ссылка для скачивания исследования.

5. Необходимо нажать кнопку «Скачать».


6. Начнется загрузка исследования.



7. Нужно дождаться окончания загрузки исследования по ссылке.

8. По умолчанию все загружаемые из интернета файлы попадают в папку «Загрузки». Для дальнейшей работы с исследованием необходимо запустить «Проводник» и выбрать папку «Загрузки».


9. Далее необходимо выполнить распаковку архива.



7. Нужно дождаться окончания загрузки исследования по ссылке.

8. По умолчанию все загружаемые из интернета файлы попадают в папку «Загрузки». Для дальнейшей работы с исследованием необходимо запустить «Проводник» и выбрать папку «Загрузки».


9. Далее необходимо выполнить распаковку архива.



10. Для распаковки файла нужно его выбрать левой кнопкой мыши, далее щелкнуть правой кнопкой мыши и из контекстного меню выбрать пункт «Извлечь все...» или «7-Zip» → «Распаковать в «[имя файла исходника]».


Мы рекомендуем использовать для распаковки архивов архиватор 7-Zip. Он является полностью бесплатным и позволяет быстро и без ошибок работать с архивами zip формата. Скачать его можно по ссылке ниже.

<https://www.7-zip.org>




11. После окончания процесса распаковки мы получим папку, которая будет называться также, как и заархивированный файл.

12. Двойным кликом мыши необходимо войти в распакованную папку.



13.1.1. Далее необходимо запустить «PicassoViewer» (если исследование направлено в данном формате). Программа автоматически проверит, установлена ли она на данном компьютере. Если программное обеспечение не установлено, то автоматически запустится процесс установки. Если программное обеспечение уже установлено, то запустится PicassoViewer и можно приступать к работе со снимком.


Для принудительной установки программного обеспечения нужно запустить файл «installer.exe»








13.1.2. Для открытия исследования, наведите курсор мыши на исследование и нажмите «Перенести и открыть»




13.2.1. Запустить Romexis\_Viewer\_Win.exe (если исследование было направлено в данном формате).

Программное обеспечение RomexisViewer не требует предварительной установки.



13.2.2. После запуска приложения необходимо нажать «Запустить Viewer».



Пациент	Дата	Тип
✓ [Имя пациента]	19.11.2020	3D КЛКТ

Переместите файл изображения или папку или нажмите кнопку

(De)select all patients      Добавить снимки

Установить      **Запустить Viewer**

www.planmeca.com



# ШАГ 7.2

13.2.3. На данном этапе нужно дважды щелкнуть мышкой на указанной строке. После этого произойдет загрузка исследования.

