


## НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ (НИ)

Нутромеры индикаторные используют для измерений размеров изделий внутри полостей, пазов и отверстий, где рулетка или линейка не дают точных результатов. В процессе использования инструмента применяют относительный метод, который предполагает контакт с измеряемой поверхностью в двух точках. В качестве отсчетного устройства в конструкции нутромера используют индикатор часового типа. Для выполнения измерений в одном из диапазонов нутромер подлежит настройке с помощью комплекта специальных сменных стержней. Кроме этого используют аттестованные блоки концевых мер длины и установочные кольца.



Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
351306	SHAN	Нутромер индикат. НИ 3- 4	3-4	0,01
351308	SHAN	Нутромер индикат. НИ 3- 6	3-6	0,01
351310	SHAN	Нутромер индикат. НИ 4- 6	4-6	0,01
135117	Эталон	Нутромер индикат. НИ 6- 10	6-10	0,01
351311	SHAN	Нутромер индикат. НИ 6- 10	6-10	0,01
70422	Калиброн	Нутромер индикат. НИ 6- 10	6-10	0,01
25323	Micron	Нутромер индикат. НИ 6- 10	6-10	0,01
43154	ЧИЗ	Нутромер индикат. НИ 6- 10	6-10	0,01
135113	Эталон	Нутромер индикат. НИ 10- 18	10-18	0,01
351313	SHAN	Нутромер индикат. НИ 10- 18	10-18	0,01
70423	Калиброн	Нутромер индикат. НИ 10- 18	10-18	0,01
25324	Micron	Нутромер индикат. НИ 10- 18	10-18	0,01
43155	ЧИЗ	Нутромер индикат. НИ 10- 18	10-18	0,01
855448	SHAN	Нутромер индикат. НИ 10-30	10-30	0,01
135115	Эталон	Нутромер индикат. НИ 18- 35	18-35	0,01
351314	SHAN	Нутромер индикат. НИ 18- 35	18-35	0,01
70424	Калиброн	Нутромер индикат. НИ 18- 35	18-35	0,01
58575	Micron	Нутромер индикат. НИ 18- 35	18-35	0,01
43156	ЧИЗ	Нутромер индикат. НИ 18- 35	18-35	0,01
1018129	Эталон	Нутромер индикат. НИ 18- 50	18-50	0,01
351315	SHAN	Нутромер индикат. НИ 18- 50	18-50	0,01
71866	Калиброн	Нутромер индикат. НИ 18- 50	18-50	0,01