




Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
116281	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 50-63	50-63	0,001
119934	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 60-70	60-70	0,001
42125	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 62-75	62-75	0,001
119935	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 70-80	70-80	0,001
42124	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 75-88	75-88	0,001
119936	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 80-90	80-90	0,001
42123	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 87-100	87-100	0,001
119937	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 90-100	90-100	0,001
57183	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 100-125	100-125	0,001
637996	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 100-125	100-125	0,001
148121	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 100-125	100-125	0,001
119939	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 125-150	125-150	0,001
116140	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 125-150	125-150	0,001
639145	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 125-150	125-150	0,001
127265	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 150-175	150-175	0,001
639146	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 150-175	150-175	0,001
57184	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 150-250	150-250	0,001
130732	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 150-250	150-250	0,001
107509	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 150-250	150-250	0,001
125247	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 150-250	150-250	0,001
127266	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 175-200	175-200	0,001

НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ

Нутромер микрометрический предназначен для измерений внутренних размеров деталей и отверстий. Диапазон измерения прибора может быть увеличен за счет дополнительных удлинителей. Прибор широко распространен в сфере машиностроения за счет удобства использования и возможности производить измерения в труднодоступных местах, где нет возможности применить штангенциркуль. Во время измерений нутромер помещается внутрь измеряемого отверстия так, чтобы один наконечник касался поверхности. При вращении барабана противоположный наконечник выдвигается до упора с краем отверстия. Прибор не имеет трещетки, поэтому плотность соприкосновения наконечников определяется опытным путем. Слегка покачивая нутромер, определяется наибольший, средний и наименьший размер между измеряемыми плоскостями. Показания снимаются со стебля барабана и нониуса.



Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
297631	Micron	Нутромер микром. НМЦ электр. 3-4	3-4	0,001
130994	Micron	Нутромер микром. НМ 30-55	30-55	0,01
30948	Micron	Нутромер микром. НМ 50-75	50-75	0,01
58572	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 50-75	50-75	0,01
30949	Micron	Нутромер микром. НМ 50-175	50-175	0,01
130639	Micron	Нутромер микром. НМ 50-175	50-175	0,01
25310	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 50-175	50-175	0,01




ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | Нутромеры

Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
30950	Micron	Нутромер микром. НМ 50-600	50-600	0,01
134435	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 50-600	50-600	0,01
25311	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 50-600	50-600	0,01
63694	Micron	Нутромер микром. НМ 100-1200	100-1200	0,01
43368	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 100-1200	100-1200	0,01
57371	Micron	Нутромер микром. НМ 150-1250	150-1250	0,01
134440	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 150-1250	150-1250	0,01
39238	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 150-1250	150-1250	0,01
30951	Micron	Нутромер микром. НМ 150-1400	150-1400	0,01
29142	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 150-1400	150-1400	0,01
77905	Micron	Нутромер микром. НМ 150-2500	150-2500	0,01
45714	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 150-2500	150-2500	0,01
158050	Micron	Нутромер микром. НМ 600-2500	600-2500	0,01
115157	Micron	Нутромер микром. НМ 1000-3000	1000-3000	0,01
134442	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 1000-3000	1000-3000	0,01
26278	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 1000-3000	1000-3000	0,01
61226	Micron	Нутромер микром. НМ 1000-4000	1000-4000	0,01
134443	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 1000-4000	1000-4000	0,01
34682	ЧИЗ	Нутромер микром. НМ 1000-4000	1000-4000	0,01

НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ С БОКОВЫМИ ГУБКАМИ

Нутромер микрометрический с боковыми губками используется для определения внутренних размеров пазов, внутренних диаметров цилиндров и других неглубоких отверстий. Эта модель отличается наличием губок, благодаря которым удобно производить измерения в труднодоступных местах. У нутромера механический принцип работы, показания снимают со стебля штанги и нониуса. Стебель и барабан инструмента имеют матовое хромированное покрытие, исключающее бликование. Для установки прибора на «ноль» в комплекте предусмотрено установочное кольцо и специальный ключ.



Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
Нутромеры микрометрические с боковыми губками				
305466	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 5-30	5-30	0,01
99770	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 5-30	5-30	0,01
42789	ЧИЗ	Нутромер микрометр. с бок/губками 5-30	5-30	0,01
115593	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 5-30	5-30	0,005
997212	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 25-50	25-50	0,01
42790	ЧИЗ	Нутромер микрометр. с бок/губками 25-50	25-50	0,01
96341	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 25-50 электр.	25-50	0,01
77877	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 50-75	50-75	0,01
42791	ЧИЗ	Нутромер микрометр. с бок/губками 50-75	50-75	0,01
77878	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 75-100	75-100	0,01
42792	ЧИЗ	Нутромер микрометр. с бок/губками 75-100	75-100	0,01
96345	Micron	Нутромер микрометр. с бок/губками 75-100	75-100	0,01

*Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие (комплектация, конструкция, цветовое решение), которые не ухудшают технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства.

